


Meten en verwerken met de computer

23

Uitbreiding bij de module krachten en momenten



In tegenstelling tot de gebruikelijk meetmethoden zoals met tikkerband of lichtsluizen, kunnen bewegende objecten 20x per seconde worden gedetecteerd met behulp van een bewegingssensor. De resultaten worden direct grafisch weergegeven, of naar keuze in een tabel geplaatst voor verdere verwerking.




Bestelinformatie

Meten in Coach met interface naar keuze gebruikte sensoren:

0664 Ultrasonische afstandsensor 0,2 ... 12 m



Door extra massa's toe te voegen, kan het traagheidsmoment van het roterende object eenvoudig aangepast worden. Om dit te bereiken, kan de extra massa DM355-5Z of enkele massaschijven gebruikt worden.



Eenparig versnelde beweging